


Анти-Pidd Поликлональные Антитела Кролика Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Hb75

Артикул: CM0025490



введение

Поликлональные антитела кролика к PIDD, валидированные для применения в WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA; реагируют с человеческими, мышиными и крысиными образцами. Нацелены на белок 1, содержащий домен смерти, индуцируемый p53, играющий ключевую роль в путях реакции на повреждение ДНК и апоптоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PIDD кролик pAb
Примечания/Псевдоним	LRDD; PIDD; MRT75
Вид	Человек
GeneID (Человек)	55367
GeneID	55367
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-85 человеческого PIDD (NP_665893.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9HB75
Молекулярный вес белка	100кДа
Доставка	Сумка со льдом