


Поликлональные Антитела Против Piezo1/Fam38A Для Вестерн-Блоттинга И Ифа — Q92508

Артикул: CM0029044



введение

Кроличьи поликлональные антитела к механиочувствительному ионному каналу PIEZO1 человека, валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Подходят для исследований механотрансдукции, тактильной чувствительности и биологии сосудов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	FAM38A/PIEZO1 кроличьи поликлональные антитела
Примечания/алиасы	ER; DHS; Mib; LMPH3; FAM38A; LMPHM6
Вид	Человек
ID гена (человек)	9780
ID гена	9780
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1811-1952 белка FAM38A/PIEZO1 человека (NP_001136336.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q92508
Молекулярная масса белка	287 кДа
Доставка	Хладоэлемент