

Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Pif4 Для Wb И Elisa — Q8W2F3

Артикул: CM0019368

введение

Высококачественное поликлональное кроличье антитело против транскрипционного фактора PIF4 Arabidopsis thaliana, валидированное для вестерн-блоттинга и ELISA. Идеально подходит для исследований фитоохромной сигнализации, реакций на световой и температурный стресс, а также термоморфогенеза растений.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело PIF4
Примечания/синонимы	AtPIF4; MFL8.13; MFL8_13; фактор 4, взаимодействующий с фитохромом; SRL2; PIF4
Вид	Arabidopsis thaliana
GeneID (человек)	818903
GeneID	818903
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 300–400 PIF4 Arabidopsis thaliana (NP_565991.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Arabidopsis thaliana
SWISS	Q8W2F3
Молекулярная масса белка	48 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом