

Моноклональное Антитело Против Свиного Cd27 Для Проточной Цитометрии - L7Qhb1

Артикул: CM0011819

введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело против свиного CD27 для проточной цитометрии. Распознает антиген свиного CD27, костимулирующий рецептор иммунного контрольного пункта. Идеально подходит для исследований Т-клеток, NK-клеток и В-клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье мАб против свиного CD27
Вид	Свинья
GeneID (Человек)	939
GeneID	100520023
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 20-180 свиного CD27 (NP_001265692.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Свинья
SWISS	L7QHB1
Молекулярный вес белка	27кДа
Доставка	В ледяном пакете