

Кроличыи Поликлональные Антитела K Pigm Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9H3S5

Артикул: CM0024267

введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого PIGM, подходящие для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Обнаруживают полосу размером около 49 кДа. Подходят для исследований биосинтеза GPI-якорей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PIGM кролик rAb
Примечания/Псевдоним	GPI-MT-I; PIGM
Вид	Человек
GeneID (Человек)	93183
GeneID	93183
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 35-96 человеческого PIGM (NP_660150.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9H3S5
Молекулярный вес белка	49kDa
Доставка	Сумка со льдом