

Поликлональное Антитело Против Pigo Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q8Teq8

Артикул: CM0019959

введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого PIGO, валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА, перекрестно реагирует с мышинным белком. Подходит для исследований биосинтеза GPI-якоря.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PIGO Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	HPMRS2; PIGO
Вид	Человек
GeneID (Человек)	84720
GeneID	84720
Иммуноген	Синтетический пептид[Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 950-1050 человеческого PIGO (NP_116023.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q8TEQ8
Молекулярная масса белка	119 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом