

Поликлональные Кроличьи Антитела Против PIGP Для Вестерн-Блоттинга И Ифа — P57054

Артикул: CM0012902

введение

Кроличьи поликлональные антитела, нацеленные на человеческий PIGP — ключевой фермент биосинтеза GPI-якорей. Валидированы для ВБ и ИФА, обладают перекрестной реактивностью с мышью. Подходят для изучения биосинтеза GPI и нарушений нейроразвития.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PIGP кроличьи поликлональные антитела
Примечания/алиасы	DCRC; DSRC; DEE55; DSCR5; PIG-P; DCRC-S; EIEE55; PIGP
Вид	Человек
ID гена (человек)	51227
ID гена	51227
Иммуноген	Рекомбинантный слиянный белок, содержащий последовательность аминокислот 25–158 человеческого PIGP (NP_710148.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P57054
Молекулярная масса белка	18 кДа
Доставка	С холодильным пакетом