

Кроличья Поликлональная Антитело Anti-Pigq Для Wb, Elisa - Q9Brb3

Артикул: CM0020925

введение

Кроличья поликлональная антитело к PIGQ, валидированная для WB, ELISA, реагирует с человеком, мышью. Направлена на PIGQ — субъединицу комплекса GPI-GnT, необходимого для биосинтеза GPI-якорей. Идеально подходит для исследований пути GPI.

[Узнать больше](#)

Параметр	Описание
Название продукта	PIGQ Rabbit pAb
Примечания/псевдонимы	GPI1; DEE77; EIEE77; MCAHS4; GPIBD19; c407A10.1; PIGQ
Вид	Человек
GeneID (человек)	9091
GeneID	9091
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-200 человеческого PIGQ (NP_683721.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q9BRB3
Молекулярная масса белка	84 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом