

Кроличья Поликлональная Антитело Против Pigu Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa — Q9H490

Артикул: CM0019001



введение

Кроличья поликлональная антитело к PIGU (Q9H490), валидированная для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Обнаруживает PIGU человека, мыши и крысы — компонент GPI-якорной трансаминазы в эндоплазматической сети. Идеально подходит для исследований биосинтеза GPI-якоря.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PIGU кроличья pAb
Примечания/Алиасы	GAB1; PIG-U; NEDBSS; CDC91L1; GPIBD21; PIGU
Вид	Человек
ID гена (человек)	128869
ID гена	128869
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в аминокислотном участке 1-100 белка PIGU человека (NP_536724.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9H490
Молекулярная масса белка	50кДа
Доставка	Сумка-холодильник со льдом