


Кроличья Поликлональная Антитело Против PIK3C2A Для Wb, IHC-P, IF/ICC, IP, Elisa - O00443

Артикул: CM0018803



введение

Кроличья поликлональная антитело к человеческому PIK3C2A (PI3K-C2 α), распознающая белок размером ~191 кДа. Валидирована для WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA в пробах человека, мыши и крысы. Подходит для исследований сигналинга PI3K, секреции инсулина и внутриклеточного траффика.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PIK3C2A кроличья pAb
Примечания/Синонимы	CPK; OCSKD; PI3-K-C2A; PI3K-C2alpha; PI3K-C2-alpha; PI3-K-C2(ALPHA); PIK3C2A
Вид	Человек
GeneID (человек)	5286
GeneID	5286
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-200 человеческого PIK3C2A (NP_002636.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	O00443
Молекулярная масса белка	191 кДа
Доставка	Холодовой пакет