

Поликлональная Антитело К Pīk3Cγ Для Игг-П, Ифа — P48736

Артикул: CM0026139



введение

Кроличье поликлональное антитело к человеческому PIK3CG (каталитическая субъединица PI3Kγ), валидированное для иммуногистохимии на парафиновых срезах (ИГГ-П) и иммуноферментного анализа (ИФА). Идеально подходит для исследований сигнальных путей иммунных клеток, воспаления и функции сердца. Надёжный инструмент для изучения пути PI3K.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PIK3CG кроличье поликлональное антитело
Примечания/алиасы	PI3K; PIK3; IMD97; PI3CG; PI3Kgamma; p110gamma; p120-PI3K; PIK3CG
Вид	Человек
ID гена (человек)	5294
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 201-330 человеческого PIK3CG (NP_002640.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ИГГ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P48736
Молекулярная масса белка	126 кДа
Доставка	Холодильный пакет