

Поликлональные Антитела Против Pik3Cg Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P48736

Артикул: CM0029775



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против PIK3CG (PI3K гамма), подходящие для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Перекрестная реакция с человеческими, мышиными и крысиными образцами. Рекомбинантный белковый иммуноген. Идеально подходят для изучения сигнального пути PI3K и функций иммунных клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PIK3CG Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	PI3K; PIK3; IMD97; PI3CG; PI3Kgamma; p110gamma; p120-PI3K; PIK3CG
Вид	Человек
ID гена (Человек)	5294
ID гена	5294
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P48736
Молекулярный вес белка	126 кДа
Доставка	Сумка со льдом