

Кроличья Поликлональная Антитела Против Pik3Ip1 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q96Fe7

Артикул: CM0022501

введение

Высокоспецифичные кроличьи поликлональные антитела, нацеленные на человеческий PIK3IP1 (HGFL), негативный регулятор печеночной сигнализации PI3K. Валидированы для Вестерн-блоттинга и ИФА; идеальны для исследований пути PI3K и разработки анализов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PIK3IP1 Кроличьи pAb
Примечания/Алиасы	HGFL; TrIP; hHGFL(S); PIK3IP1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	113791
GeneID	113791
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 24-160 человеческого PIK3IP1 (NP_443112.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q96FE7
Молекулярная масса белка	28 кДа
Доставка	В пакете со льдом