

Моноклональное Антитело Против Pik3R3/P55Pik Для Вестерн-Блоттинга - Q92569

Артикул: CM0012253

введение

Кроличье моноклональное антитело, нацеленное на PIK3R3/p55PIK (p55-GAMMA). Валидировано для Вестерн-блоттинга (WB), ИФА; перекрестно реагирует с белками человека, мыши, крысы. Идеально для исследований инсулиновой сигнализации и пути PI3K.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PIK3R3/p55PIK Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	p55; p55PIK; p55-GAMMA; PIK3R3/p55PIK
Вид	Человек
GeneID (человек)	8503
GeneID	8503
Иммуноген	Синтетический пептид в пределах аминокислот 362-461 белка PIK3R3/p55PIK человека (Q92569)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q92569
Молекулярная масса белка	54 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом