

Моноклональное Антитело К Pik3R4/Vps15 Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - Q99570

Артикул: CM0011517



введение

Кроличье моноклональное антитело, специфичное к человеческому PIK3R4/VPS15 (p150). Подходит для Вестерн-блоттинга (WB), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC), ELISA с перекрестной реактивностью к мышинному белку. Полезно для исследований аутофагии и эндоцитоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело к PIK3R4/VPS15, кроличье
Примечания / Альтернативные названия	p150; VPS15; PIK3R4/VPS15
Вид	Человек
GeneID (Человек)	30849
Иммуноген	Синтетический пептид; синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1259-1358 белка PIK3R4/VPS15 человека (Q99570).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия (IF/ICC), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q99570
Молекулярная масса белка	153 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом