


Кроличья Поликлональная Антитела Против Pilra Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q9Ukj1

Артикул: CM0022506



введение

Кроличьи поликлональные антитела, нацеленные на человеческий PILRA, валидированы для Вестерн-блоттинга (WB) и иммуноферментного анализа (ELISA). Перекрестно реагируют с мышинным и крысиным белком. Идеальны для исследований иммунной регуляции, проникновения вируса простого герпеса и парных рецепторов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PILRA Кроличьи pAb
Примечания/Альтернативные названия	FDF03; PILRA
Вид	Человек
GeneID (Человек)	29992
GeneID	29992
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 20-180 человеческого PILRA (NP_840056.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q9UKJ1
Молекулярная масса белка	34 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом