

Поликлональное Антитело Против Pim1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа — P11309

Артикул: CM0017805



введение

Кроличье поликлональное антитело к человеческому PIM1, валидированное для применения в Вестерн-блоттинге и иммуноферментном анализе. Обладает перекрестной реактивностью с крысиным белком. PIM1 — протоонкогенная киназа, играющая ключевую роль в выживании и пролиферации клеток. Идеально подходит для исследований в области онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PIM1 Rabbit pAb
Примечания / Альтернативные названия	PIM; PIM1
Вид	Человек
ID гена (человек)	5292
ID гена	5292
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислот 1-313 человеческого PIM1 (NP_002639.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Крыса
SWISS	P11309
Молекулярная масса белка	36 кДа
Доставка	С холодоэлементом