

Кроличье Моноклональное Антитело Против Pim1 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - P11309

Артикул: CM0002886



введение

Кроличье моноклональное антитело PIM1, валидированное для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФА. Определяет киназу PIM1 человека, мыши, крысы, прото-онкоген, участвующий в выживании и пролиферации клеток, идеально подходит для исследований рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье mAb к PIM1
Примечания/Альтернативные названия	PIM; PIM1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	5292
ID гена	5292
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 белка PIM1 человека (P11309).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммуногистохимия (ИHC-П), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P11309
Молекулярная масса белка	36 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом