

Кроличья Поликлональная Антитело К Pim1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P11309

Артикул: CM0020573



введение

Кроличья поликлональная антитело, направленная против человеческой киназы PIM1, подходит для Вестерн-блоттинга и ИФА. Обнаруживает эндогенный PIM1 в образцах человека, мыши и крысы. Необходимо для исследования рака и клеточной сигнализации.

[Узнать больше](#)

Характеристика	Значение
Название продукта	PIM1 Rabbit pAb
Примечания/алиасы	PIM1; PIM; серин/треонин-протеинкиназа pim-1
Вид	Человек
ID гена	5292
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 213-313 человеческого PIM1 (NP_002639.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P11309
Молекулярная масса белка	35 кДа/45 кДа
Доставка	Хладоэлемент