

Кроличье Поликлональное Антитело К Pim1 Для Wb, Ihc-P, Elisa - P11309

Артикул: CM0016734



введение

Нацелено на человеческий PIM1 (36 кДа), серин/треонинкиназу — протоонкоген. Рекомбинантный иммуноген (аминокислоты 1-313). Валидировано для WB, IHC-P, ELISA. Перекрёстная реактивность: человек, мышь, крыса. Подходит для исследований в области онкологии и клеточной сигнализации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к PIM1
Примечания/синоним	PIM; PIM1
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	5292
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-313 человеческого PIM1 (NP_001230115.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P11309
Молекулярная масса белка	36 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом