

Кроличье Моноклональное Антитело Против Pim2 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q9P1W9

Артикул: CM0012074



введение

Кроличье моноклональное антитело PIM2 валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА, распознаёт PIM2 человека, мыши и крысы. Идеально для изучения протоонкогенных сигнальных путей, выживаемости клеток и пролиферации в исследованиях рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PIM2 Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	PIM2; серин/треонин-протеинкиназа pim-2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	11040
GeneID	11040
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 10-120 человеческого PIM2 (NP_006866.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрёстная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9P1W9
Молекулярная масса белка	34 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом