


Анти-Pim2 Кроличий Моноклональный Антитело Для Wb, Ip, Elisa - Q9P1W9

Артикул: CM0007397



введение

Кроличий моноклональный антитело, направленное на человеческую серин/треонин-протеинкиназу PIM2, протоонкоген, регулирующий выживаемость и пролиферацию клеток. Подходит для применений WB, IP, ELISA. Обнаруживает полосу примерно 34 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PIM2 кроличье mAb
Примечания/Псевдоним	PIM2; серин/треонин-протеинкиназа pim-2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	11040
GeneID	11040
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 200-300 человеческого PIM2 (Q9P1W9).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9P1W9
Молекулярный вес белка	34kDa
Доставка	Сумка со льдом