


Поликлональное Антитело Кролика Против Pim2 Для Wb, Elisa — Q9P1W9

Артикул: CM0019841



введение

Поликлональное антитело кролика, нацеленное на человеческий PIM2 — серин/треониновую киназу, участвующую в выживании и пролиферации клеток. Подходит для WB и ELISA, обладает перекрёстной реактивностью с антигенами человека и мыши; ~34 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PIM2 Rabbit pAb
Примечания/синоним	PIM2
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	11040
Идентификатор гена	11040
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 100–200 человеческого PIM2 (NP_006866.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь
SWISS	Q9P1W9
Молекулярная масса белка	34 кДа
Условия транспортировки	Охлаждающий пакет