

Кроличья Поликлональная Антитела Против Pim3 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q86V86

Артикул: CM0023431

введение

Кроличьи поликлональные антитела против PIM3, валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Нацелены на человеческий PIM3 (pim-3), серин/треониновую киназу-протоонкоген с молекулярной массой 36 кДа, участвующую в апоптозе и опухолеобразовании. SWISS Q86V86.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PIM3 Кроличьи pAb
Примечания/Альтернативные названия	pim-3; PIM3
Вид	Человек
ID гена (Человек)	415116
ID гена	415116
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 247-326 человеческого PIM3 (NP_001001852.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q86V86
Молекулярная масса белка	36 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом