

Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Pimreg Для Wb, Elisa — Q9BSj6

Артикул: CM0021137

введение

Поликлональное кроличье антитело к PIMREG, валидированное для WB и ELISA, с перекрёстной реактивностью с мышью и крысой. Идеально подходит для изучения регуляции митоза, сегрегации хромосом и прогрессии клеточного цикла в образцах человека, мыши и крысы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к PIMREG
Примечания/синонимы	CATS; RCS1; FAM64A; PIMREG
Вид	Человек
GeneID (человек)	54478
GeneID	54478
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-100 человеческого PIMREG (NP_001182157.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Мышь, крыса
SWISS	Q9BSJ6
Молекулярная масса белка	27 кДа
Доставка	Охлаждающий пакет