


Поликлональные Антитела Против Pin1 Для Вб И Ифа — Q9C6B8

Артикул: CM0024045



введение

Поликлональные антитела против PIN1, валидированные для вестерн-блоттинга и ИФА у *Arabidopsis thaliana*. Распознают компонент транспортера ауксина 1 (PIN1, 67 кДа), поддерживают исследования транспорта ауксина и развития растений.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PIN1 кроличья поликлональная антитело
Примечания/алиасы	ARABIDOPSIS THALIANA PIN-FORMED 1; ATPIN1; F6D5.2; F6D5_2; PIN-FORMED 1; PIN1
Вид	<i>Arabidopsis thaliana</i>
GeneID	843693
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 391-480 PIN1 <i>Arabidopsis thaliana</i> (NP_177500.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	<i>Arabidopsis thaliana</i>
SWISS	Q9C6B8
Молекулярная масса белка	67 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом