


Поликлональные Антитела Против Pin1 Для Wb, If/Icc, Elisa - Q13526

Артикул: CM0013303



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого Pin1, валидированные для WB, IF/ICC и ELISA. Обнаруживают Pin1 у человека, мыши и крысы. Идеальны для исследований регуляции клеточного цикла, изомеразной активности и трансдукции сигнала.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Pin1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	DOD; UBL5; Pin1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	5300
ID гена	5300
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-163 человеческого Pin1 (NP_006212.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q13526
Молекулярный вес белка	18кДа
Доставка	Сумка со льдом