


Анти-Pin1 Кроличья Поликлональная Антитело - Q13526

Артикул: CM0023884



введение

Кроличья поликлональная антитело против человеческого Pin1 (пептидил-пролил цис-транс изомеразы, взаимодействующая с NIMA 1) для вестерн-блоттинга и ИФА; перекрестно реагирует с мышиным и крысиным гомологом. Подходит для исследования клеточного цикла и онкологических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Pin1 кроличья pAb
Примечания/Алиасы	DOD; UBL5; Pin1
Вид	Человек
ID гена (человек)	5300
ID гена	5300
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слиянный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-163 человеческого Pin1 (NP_006212.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q13526
Молекулярная масса белка	18 кДа
Доставка	Холодильный пакет