


Антитело K Pin4 (Par14/Par17) Кроличье Pab Для Вестерн-Блоттинга И Elisa - Q9Y237

Артикул: CM0023889



введение

Поликлональное антитело кролика, нацеленное на человеческий PIN4 (Par14/Par17). Валидировано для Вестерн-блоттинга (WB) и ELISA. Перекрестно реагирует с человеком, мышью и крысой. Подходит для исследований биогенеза рибосом и ДНК-связывания.

[Узнать больше](#)

Параметр	Детали
Название продукта	PIN4 Кроличье pAb
Примечания / Алиасы	EPVH; PAR14; PAR17; hEPVH; hPar14; hPar17; PIN4
Вид	Человек
ID гена	5303
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 26-156 человеческого PIN4 (NP_006214.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9Y237
Молекулярная масса белка	14 кДа
Доставка	В пакете со льдом