

Поликлональное Антитело К Pink1 (Кролик) Для Wb, If/Icc, Ihc-P, Ифа — Q9Bxm7

Артикул: CM0030224



введение

Кроличье поликлональное антитело к человеческой киназе PINK1; валидировано для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуоцитохимии, иммуногистохимии парафиновых срезов и ИФА в образцах человека, мыши и крысы. Подходит для исследований митоза, контроля качества митохондрий и болезни Паркинсона.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PINK1 Rabbit pAb
Примечания/Синонимы	BRPK; PARK6; PINK1
Вид	Человек
ID гена (человек)	65018
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 282-581 человеческого PINK1 (NP_115785.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IHC-P, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9BXM7
Молекулярная масса белка	63 кДа
Доставка	Холодильный пакет