

Кроличья Поликлональная Антитело Anti-Pip4K2A Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P48426

Артикул: CM0027094



введение

Кроличья поликлональная антитело против человеческого PIP4K2A, валидированная для применения в WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Реагирует перекрестно с человеческими, мышинными и крысиными образцами. Нацелена на фосфатидилинозитол 5-фосфат 4-киназу типа 2 альфа — киназу, участвующую в фосфоинозитидной сигнализации и аутофагии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PIP4K2A Rabbit pAb
Примечания/синонимы	PIPK; PI5P4KA; PIP5K2A; PIP5KIIA; PIP5KII-alpha; PIP4K2A
Вид	Человек
GeneID (человек)	5305
GeneID	5305
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 120-350 человеческого PIP4K2A (NP_005019.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P48426
Молекулярная масса белка	46 кДа
Доставка	Ледяной пакет