


Поликлональные Антитела Против PIP4K2B Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа - P78356

Артикул: CM0027187



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела против человеческой фосфатидилинозитол-5-фосфат 4-киназы типа 2 бета (PIP4K2B), валидированные для WB и ИФА, подходят для изучения метаболизма фосфоинозитидов и инсулиновой сигнализации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PIP4K2B Rabbit pAb
Примечания/Псевдонимы	PI5P4KB; PIP5K2B; PIP5KIIB; PIP5P4KB; PIP5KIibeta; PIP4K2B
Вид	Человек
ID гена (Человек)	8396
ID гена	8396
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-270 человеческого PIP4K2B (NP_003550.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P78356
Молекулярный вес белка	47кДа
Доставка	Сумка со льдом