


Моноклональное Антитело Против Pist/Gopc Для Вестерн-Блоттинга — Q9Hd26

Артикул: CM0003275



введение

Моноклональное антитело против PIST/GOPC для Вестерн-блоттинга, ИГХ-парафин, ИФ/ИКК и ИФА. Валидировано для образцов человека, мыши и крысы. Направлено на белок PIST/GOPC (Q9HD26). Идеально подходит для исследований внутриклеточного траффика и деградации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело кролика против PIST/GOPC
Примечания/алиасы	CAL; FIG; PIST; GOPC1; dj94G16.2; PIST/GOPC
Вид	Человек
ID гена (человек)	57120
ID гена	57120
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-100 человеческого PIST/GOPC (Q9HD26)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИГХ-П, ИФ/ИКК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9HD26
Молекулярная масса белка	51 кДа
Доставка	Холодовой пакет