


Кроличья Поликлональная Антитело Против Pist/Gorc Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q9Nd26

Артикул: CM0029764



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий GOPC (PIST/CAL/FIG), для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА. Детектирует полосу 51 кДа в образцах человека, мыши и крысы. Подходит для исследований внутриклеточного трафика и деградации рецепторов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PIST/GOPC Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	CAL; FIG; PIST; GOPC1; dj94G16.2; PIST/GOPC
Вид	Человек
GeneID (Человек)	57120
GeneID	57120
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный химерный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 195-454 человеческого PIST/PIST/GOPC (NP_001017408.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9ND26
Молекулярная масса белка	51 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом