

Моноклональное Антитело Anti-Pit1/Pou1F1 Для Wb, Ip, If-P, Ihc-P, Elisa — P28069

Артикул: CM0012638



введение

Кроличье моноклональное антитело к Pit1/POU1F1, валидированное для WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA. Выявляет POU1F1 человека, мыши и крысы; 33 кДа. Идеально подходит для исследований развития гипофиза и регуляции генов гормонов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье мАб к Pit1/POU1F1
Примечания/псевдонимы	PIT1; CPHD1; GHF-1; Pit-1; POU1F1a
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	5449
Идентификатор гена	5449
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-150 человеческого POU1F1 (NP_000297.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Мышь, крыса
SWISS	P28069
Молекулярная масса белка	33 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом