

Кроличье Поликлональное Антитело Anti-Pitpna Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - Q00169

Артикул: CM0013938



введение

Аффинно-очищенное кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий белок PITPNA. Валидировано для Вестерн-блоттинга (WB), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC) и ELISA с перекрестной реактивностью к мышинному и крысиному белкам. PITPNA — это липид-транспортный белок, критически важный для мембранного транспорта и передачи сигналов PI/PC.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PITPNA Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	PITPN; VIB1A; HEL-S-36; PI-TPalpha; PITPNA
Вид	Человек
Идентификатор гена (Человек)	5306
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 211-270 человеческого белка PITPNA (NP_006215.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия (IF/ICC), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q00169
Молекулярная масса белка	32 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом