


## Поликлональное Антитело Против Pitpnm1 Для Вб, Ифа - 000562

Артикул: CM0016929



### введение

Кроличье поликлональное антитело, направленное против человеческого PITPNM1. Валидировано для ВБ и ИФА, перекрестно реагирует с белками человека, мыши и крысы. PITPNM1 — это фосфатидилинозитолтрансферный белок, необходимый для мембранного транспорта и передачи сигналов. Только для исследовательских работ.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                                                      |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | PITPNM1 кроличье поликлональное антитело                                                                                                                      |
| Примечания/Алиасы         | Rd9; NIR2; RDGB; DRES9; RDGB1; RDGBA; PITPNM; RDGBA1; PITPNM1                                                                                                 |
| Вид                       | Человек                                                                                                                                                       |
| ID гена (человек)         | 9600                                                                                                                                                          |
| ID гена                   | 9600                                                                                                                                                          |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный белок / Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 110-190 человеческого PITPNM1 (NP_004901.2). |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                                                        |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                                                       |
| Применение                | ВБ, ИФА                                                                                                                                                       |
| Перекрестная реактивность | Человек, Мышь, Крыса                                                                                                                                          |
| SWISS                     | O00562                                                                                                                                                        |
| Молекулярная масса белка  | 135 кДа                                                                                                                                                       |
| Доставка                  | Хладопакет                                                                                                                                                    |