


Моноклональное Антитело Anti-Pitrm1 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q5Jrx3

Артикул: CM0006914



введение

Моноклональное антитело кролика к PITRM1, валидированное для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Реагирует с человеческим и мышинным PITRM1, митохондриальной пресеквенс-протеазой (~117 кДа), участвующей в деградации пептидов и нейродегенерации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PITRM1 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	MP1; PreP; SCAR30; PITRM1
Вид	Человек
GeneID (человек)	10531
GeneID	10531
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q5JRX3
Молекулярная масса белка	117 кДа
Доставка	Пакет со льдом