


Поликлональное Антитело Против Pitrm1 Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - Q5Jrx3

Артикул: CM0030366



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого PITRM1, валидированное для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуоцитохимии и ELISA. Детектирует PITRM1 человека, мыши, крысы. Идеально для исследований деградации митохондриальных пептидов и нейродегенеративных заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Детали
Название продукта	PITRM1 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	MP1; PreP; SCAR30; PITRM1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	10531
ID гена	10531
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 758-1037 человеческого PITRM1 (NP_055704.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q5JRX3
Молекулярная масса белка	117 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом