

Кроличье Моноклональное Антитело Против Pituitary Homeobox 2 (Pitx2) Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q99697

Артикул: CM0006876



введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело против человеческого транскрипционного фактора PITX2, валидированное для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА. Идеально для исследований в области биологии развития, лево-правой асимметрии и мутаций, связанных с заболеваниями.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Pituitary homeobox 2 (PITX2) Кроличье mAb
Примечания/Алиасы	RS, RGS, ARP1, Brx1, IDG2, IGDS, IHG2, PTX2, RIEG, ASGD4, IGDS2, IRID2, Otlx2, RIEG1, Pituitary homeobox 2 (PITX2)
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5308
GeneID	5308
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого Pituitary homeobox 2 (PITX2) (NP_700475.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q99697
Молекулярная масса белка	35 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом