

Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Pitx2 (Гомеобокс 2 Гипофиза) Для Wb, Elisa — Q99697

Артикул: CM0018941



введение

Поликлональное кроличье антитело против человеческого PITX2 (Q99697), валидированное для WB и ELISA. Перекрёстно реагирует с белками мыши и крысы. Идеально подходит для изучения миогенеза, латеральной асимметрии и аномалии Петерса.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Гомеобокс 2 гипофиза (PITX2), кроличье поликлональное антитело
Примечания/синонимы	RS; RGS; ARP1; Brx1; IDG2; IGDS; IHG2; PTX2; RIEG; ASGD4; IGDS2; IRID2; Otlx2; RIEG1; гомеобокс 2 гипофиза (PITX2)
Вид	Человек
GeneID	5308
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1–100 человеческого PITX2 (NP_000316.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q99697
Молекулярная масса белка	35 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом