

Кроличье Моноклональное Антитело Против Pitx3 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - O75364

Артикул: CM0003167

введение

Кроличье моноклональное антитело PITX3, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА, реагирует с белками человека, мыши и крысы. Подходит для исследований развития дофаминергических нейронов и дифференцировки хрусталика.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PITX3 Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	ASMD; ASOD; PTX3; ASGD1; CTPP4; CTRCT11; PITX3
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5309
GeneID	5309
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 белка PITX3 человека (O75364).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O75364
Молекулярная масса белка	32 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом