


Моноклональное Антитело Против Piwil1 Для Вестерн-Блоттинга, Иммуофлуоресценции (Парафиновые Срезы), Иммуногистохимии (Парафиновые Срезы), Elisa - Q96J94

Артикул: CM0011057



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого PIWIL1 (HIWI, MIWI). Валидировано для Вестерн-блоттинга, иммуофлуоресценции (парафиновые срезы), иммуногистохимии (парафиновые срезы), ELISA. Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Подходит для исследований герминативных клеток и сайленсинга транспозонов.

[Узнать больше](#)

Атрибут	Детали
Название продукта	PIWIL1 Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	HIWI; MIWI; PIWI; CT80.1; PIWIL1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	9271
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 700-800 человеческого PIWIL1 (Q96J94).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммуофлуоресценция (парафиновые срезы), иммуногистохимия (парафиновые срезы), ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q96J94
Молекулярная масса белка	99 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом