

Поликлональное Антитело Против Piwil1 Для Вестерн-Блоттинга, Иммуофлуоресценции На Парафиновых Срезах, Иммуногистохимии На Парафиновых Срезах, Ифа - Q9Jmb7

Артикул: CM0019447



введение

Кроличье поликлональное антитело против PIWIL1, валидированное для Вестерн-блоттинга, иммуофлуоресценции на парафиновых срезах, иммуногистохимии на парафиновых срезах и ИФА. Перекрестно реагирует с человеком, мышью и крысой. Идеально для исследований piRNA-пути и зародышевых клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PIWIL1 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	MIWI; PIWIL1
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	9271
GeneID	57749
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-160 мышиного PIWIL1 (NP_067286.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммуофлуоресценция на парафиновых срезах, иммуногистохимия на парафиновых срезах, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9JMB7
Молекулярная масса белка	99 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом