

Кроличья Моноклональная Антитела К Pjvk Для Wb, Elisa — Q0Zlh3

Артикул: CM0007220

введение

Кроличья моноклональная антитела к PJVK, валидированная для Вестерн-блоттинга и ИФА. Направлена против человеческого пейвакина (DFNB59) — белка, ассоциированного с пероксисомами, необходимого для защиты слуха от повреждений, вызванных шумом.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональная кроличья антитела к PJVK
Примечания/алиасы	DFNB59; PJVK
Вид	Человек
GeneID	494513
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 290-352 человеческого PJVK (NP_001036167.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q0ZLN3
Молекулярная масса белка	40 кДа
Доставка	С холодоэлементом