

Моноклональное Антитело Кролика Anti-Pjvk Для Wb, Elisa — Q0Zlh3

Артикул: CM0007198

введение

Моноклональное антитело кролика Anti-PJVK, валидированное для WB и ELISA. Распознаёт пейвжакин человека (40 кДа) — белок пероксисом, защищающий слуховые волосковые клетки от повреждений, вызванных шумом. Подходит для исследований потери слуха.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PJVK Rabbit mAb
Примечания/синоним	DFNB59; PJVK
Вид	Человек
GeneID (человек)	494513
GeneID	494513
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 290–352 PJVK человека (NP_001036167.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	Q0ZLH3
Молекулярная масса белка	40 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом