


Моноклональное Антитело Против Pka C-Alpha (Prkaca) (С Валидацией Kd) Для Wb, If/Icc, Elisa - P17612

Артикул: CM0002385



введение

Валидированное по KD мышачье моноклональное антитело, направленное против PKA C-alpha (PRKACA). Реагирует с человеческими, мышинными и крысиными образцами. Идеально подходит для WB, IF/ICC, ELISA и исследований сигнального пути киназы, зависимой от cAMP.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидация KD] PKA C-alpha (PRKACA) мышачье mAb
Примечания/Псевдоним	CAFD1; PKACA; PPNAD4; A)
Вид	Человек
ID гена (Человек)	5566
ID гена	5566
Иммуноген	Рекомбинантный белок человека [Валидация KD] PKA C-alpha (PRKACA)
Источник	Мышь
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P17612
Молекулярный вес белка	41 кДа
Доставка	Сумка со льдом