

Кроличья Моноклональная Антитело Против Pка C-Бета (Prkacb) Для Wb - P22694

Артикул: CM0007616

введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого PKA C-бета (PRKACB). Валидировано для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Реагирует с образцами человека, мыши и крысы. Идеально подходит для изучения сигналинга цАМФ и функции киназ.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PKA C-beta (PRKACB) Rabbit mAb
Примечания/Альясы	CAFD2; PKA C-beta (PRKACB)
Вид	Человек
ID гена (человек)	5567
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий аминокислотам 251-351 человеческого PKA C-бета (PRKACB)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P22694
Молекулярная масса белка	41кДа
Доставка	Сумка-холодильник