

## Антитела Кролика Против Pka C-Beta (Prkacb), Поликлональные, Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P22694

Артикул: CM0027759

### введение

Поликлональные антитела кролика, направленные против каталитической субъединицы бета человеческой протеинкиназы, зависимой от цАМФ (PRKACB), валидированные для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA; перекрестно реагируют с мышью и крысой. Полезны для исследований сигнального пути цАМФ и киназ.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                                |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | PKA C-beta (PRKACB) кролик pAb                                                                                                          |
| Примечания/Псевдоним      | CAFD2; PKACB; PKA C-beta; PKA C-beta (PRKACB)                                                                                           |
| Вид                       | Человек                                                                                                                                 |
| GeneID (Человек)          | 5567                                                                                                                                    |
| GeneID                    | 5567                                                                                                                                    |
| Иммуноген                 | Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 250-351 человеческого PKA C-beta (PRKACB) (NP_002722.1) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                                  |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                                 |
| Применение                | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                                |
| Перекрестная реактивность | Человек, Мышь, Крыса                                                                                                                    |
| SWISS                     | P22694                                                                                                                                  |
| Молекулярный вес белка    | 41кДа                                                                                                                                   |
| Доставка                  | Сумка со льдом                                                                                                                          |