


Анти-Ркас α Кроличья Поликлональная Антитело Для Wb И Elisa - P17612

Артикул: CM0022591



введение

Кроличья поликлональное антитело против человеческого РКАС α (PRKACA), валидированное для вестерн-блоттинга и ИФА. Реагирует с образцами человека, мыши и крысы. Подходит для изучения сигнального пути cAMP, активности киназы и связанных путей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	РКАС α кроличья pAb
Примечания/Псевдоним	PRKACA, PKACA, PPNAD4, альфа-каталитическая субъединица cAMP-зависимой протеинкиназы, РКАС α
Вид	Человек
GeneID	5566 (Человек)
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 251-351 человеческого РКАС α (NP_002721.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P17612
Молекулярный вес белка	39кДа/40кДа
Доставка	Ледяной пакет